

Anticorps Polyclonal Anti-Tubb8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q3Zcm7

Numéro d'article: CM0014992

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la TUBB8 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de l'assemblage du fuseau méiotique et de la maturation des ovocytes dans la recherche en biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TUBB8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OOMD; OOMD2; OZEMA2; bA631M21.2; TUBB8
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	347688
ID du gène	347688
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 344-444 de la TUBB8 humaine (NP_817124.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q3ZCM7
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace