

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tubb8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q3Zcm7

Numéro d'article: CM0030550

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TUBB8 humaine, ciblant les acides aminés 350-444. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Idéal pour la recherche sur la dynamique des microtubules et la maturation des ovocytes. Réactivité croisée avec l'espèce humaine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | TUBB8 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Remarques/Alias              | OOMD; OOMD2; OZEMA2; bA631M21.2; TUBB8                                                                                           |
| Espèce                       | Humaine                                                                                                                          |
| Identifiant du gène (Humain) | 347688                                                                                                                           |
| Identifiant du gène          | 347688                                                                                                                           |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-444 de la TUBB8 humaine (NP_817124.1) |
| Origine                      | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Applications                 | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Réactivité croisée           | Humaine                                                                                                                          |
| SWISS                        | Q3ZCM7                                                                                                                           |
| Poids de la protéine         | 50 kDa                                                                                                                           |
| Expédition                   | Sac isotherme avec glace                                                                                                         |