

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tubgcp3 Pour Wb, Elisa - Q96Cw5

Numéro d'article: CM0029740



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le composant 3 du complexe de la gamma-tubuline (TUBGCP3/GCP3), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur le centrosome et la nucléation des microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TUBGCP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	104p; ALP6; GCP3; Spc98; SPBC98; Spc98p; Grip104; TUBGCP3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10426
ID de gène	10426
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de TUBGCP3 humain (NP_001273207.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96CW5
Poids de la protéine	104kDa
Expédition	Sac de glace