

Anticorps Polyclonal Anti-Tubgcp5 Pour Wb, Elisa - Q96Rt8

Numéro d'article: CM0020646



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TUBGCP5 (118 kDa) pour applications WB et ELISA. Détecte le TUBGCP5 humain et de rat, un composant clé du complexe en anneau de gamma-tubuline impliqué dans la nucléation des microtubules. Adapté à la recherche sur la biologie des centrosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TUBGCP5 pAb de lapin
Remarques / Alias	GCP5; TUBGCP5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	114791
GeneID	114791
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du TUBGCP5 humain (NP_443135.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q96RT8
Poids moléculaire de la protéine	118 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace