


Anticorps Polyclonal Anti-Tubgcp6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Rt7

Numéro d'article: CM0018976



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TUBGCP6 (GCP6), une sous-unité clé du complexe annulaire de la gamma-tubuline. Adapté pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Indispensable pour les études sur la nucléation des centrosomes et des microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TUBGCP6 pAb de lapin
Remarques / Alias	GCP6; GCP-6; MCCRP; MCCRP1; MCPHCR; TUBGCP6
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	85378
ID du gène	85378
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600-900 de la TUBGCP6 humaine (NP_065194.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q96RT7
Poids moléculaire de la protéine	200 kDa
Expédition	Sac de glace