


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tufm Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49411

Numéro d'article: CM0025723



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le TUFM humain (EF-TuMT), validé pour le WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Idéal pour la recherche sur la traduction mitochondriale, l'autophagie et l'immunité innée. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin TUFM
Remarques/Alias	P43 ; EFTU ; COXPD4 ; EF-TuMT ; TUFM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7284
GeneID	7284
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 186-455 du TUFM humain (NP_003312.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49411
Poids protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace