


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tug/Aspscr1 Pour Wb Et Elisa - Q9Bze9

Numéro d'article: CM0003903



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Anti-TUG/ASPSCR1 de CamelBio, validé pour Western Blot et ELISA. Détecte le TUG/ASPSCR1 humain et de souris, une protéine d'ancrage de GLUT4 à environ 60 kDa. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TUG/ASPSCR1 mAb Lapin
Remarques/Alias	TUG; ASPL; ASPs; RCC17; UBXD9; UBXN9; ASPCR1; TUG/ASPSCR1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	79058
ID de Gène	79058
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du TUG/ASPSCR1 humain (Q9BZE9).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BZE9
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace