

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tulp2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P46686

Numéro d'article: CM0020247

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine Tulp2 de souris (protéine liée à Tubby 2). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la rétine et le testicule.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Tulp2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Pdet, Tulp2
Espèce	Souris
ID gène (Humain)	7288
ID gène	56734
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 78-305 de la Tulp2 de souris (NP_032833.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P46686
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sachet réfrigérant