

Anticorps Polyclonal Anti-Tweakr/Fn14/Cd266 Pour Wb - Q9Np84

Numéro d'article: CM0013660



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TWEAKR/Fn14/CD266 humain (TNFRSF12A). Validé pour les applications Western blot et ELISA. Immunogène recombinant ; 14 kDa ; réactif humain. Convient pour la recherche sur l'apoptose et l'angiogénèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TWEAKR/Fn14/CD266 Lapin pAb
Remarques/Alias	FN14; CD266; TWEAKR; TWEAKR/Fn14/CD266
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51330
GeneID	51330
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-129 du TWEAKR/Fn14/CD266 humain (NP_057723.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9NP84
Poids Protéique	14kDa
Expédition	Sac de glace