


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tweakr/Fn14/Cd266 Pour Wb, Elisa - Q9Np84

Numéro d'article: CM0010392



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le TWEAKR/Fn14/CD266 humain (TNFRSF12A), validé pour WB et ELISA. Réagit de façon croisée avec la souris. Immunogène recombinant correspondant aux acides aminés 50-129. Reconnaît une protéine de 14 kDa. Convient pour les études sur l'apoptose, l'angiogenèse et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TWEAKR/Fn14/CD266
Remarques/Alias	FN14 ; CD266 ; TWEAKR ; TWEAKR/Fn14/CD266
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	51330
GenelD	51330
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 50-129 du TWEAKR/Fn14/CD266 humain (Q9NP84))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NP84
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace