

Anticorps Polyclonal Anti-Twf1 Pour Wb, Elisa - Q12792

Numéro d'article: CM0017720



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TWF1 humain (Twinfiline-1/A6/PTK9). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec les protéines humaines et murines. Idéal pour les recherches sur la dynamique de l'actine et l'endocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TWF1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	A6, PTK9, TWF1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5756
ID du gène	5756
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 101 à 350 de TWF1 humain (NP_002813.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q12792
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Avec poche de glace