


Anticorps Polyclonal Anti-Twf2 Pour Wb, Elisa - Q6lbs0

Numéro d'article: CM0026428



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la twinfiline-2 (TWF2), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. La protéine est impliquée dans la dynamique de l'actine et l'endocytose. Convient à la recherche sur le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TWF2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	A6r; A6RP; PTK9L; MSTP011; TWF2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	11344
ID du gène	11344
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-349 de la protéine TWF2 humaine (NP_009215.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6lbs0
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace