


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Twf2 Pour Wb, Ip, Elisa - Q6Ibs0

Numéro d'article: CM0006961



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant TWF2 humain (Twinfiline-2), validé pour les applications WB, IP et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Reconnaît une protéine d'environ 40 kDa impliquée dans la dynamique de l'actine et l'endocytose médiée par la clathrine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-TWF2
Remarques/alias	A6r ; A6RP ; PTK9L ; MSTP011 ; TWF2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	11344
ID du gène	11344
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 349 de TWF2 humain. (NP_009215.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q6IBS0
Poids moléculaire	40 kDa
Expédition	Sac de glace