

Anticorps Polyclonal Anti-Twist Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15672

Numéro d'article: CM0025904



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine Twist humaine (TWIST1, bHLHa38). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle, le développement craniofacial et la myogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Twist Rabbit pAb
Remarques / Alias	CRS; CSO; SCS; ACS3; CRS1; BPES2; BPES3; SWCOS; TWIST; bHLHa38; Twist
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7291
GeneID	7291
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de Twist (NP_000465.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15672
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sachet de glace