

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Twist Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15672

Numéro d'article: CM0023779



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la Twist humaine (TWIST1) pour WB, IHC-P, ELISA. Validé sur humain, souris, rat. Idéal pour l'étude de la régulation de la transcription, la myogenèse et la craniosynostose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Twist Lapin pAb                                                                                                         |
| Remarques/Alias      | CRS; CSO; SCS; ACS3; CRS1; BPES2; BPES3; SWCOS; TWIST; bHLHa38; Twist                                                   |
| Espèce               | Humain                                                                                                                  |
| ID de gène (Humain)  | 7291                                                                                                                    |
| ID de gène           | 7291                                                                                                                    |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 51-150 de la Twist humaine (NP_000465.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                   |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                   |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                        |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                     |
| SWISS                | Q15672                                                                                                                  |
| Poids de la protéine | 21kDa                                                                                                                   |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                            |