

Anticorps Monoclonal Anti-Twist1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q15672

Numéro d'article: CM0005905



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TWIST1 validé pour le western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit avec TWIST1 humain et souris, idéal pour les études sur la régulation de la transcription et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre du Produit	Valeur
Nom du Produit	TWIST1 Lapin mAb
Remarques/Alias	TWIST1; ACS3; BPES2; BPES3; CRS; CRS1; CSO; SCS; TWIST; bHLHa38; protéine 1 liée à twist
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7291
GeneID	7291
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 du TWIST1 humain (NP_000465.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15672
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace