

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-TxlNa Pour Wb, Elisa - P40222

Numéro d'article: CM0020154

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TXLNA validé pour la WB et l'ELISA. Reconnaît l'alpha-taxiline humaine (62 kDa, identifiant du gène 200081), une protéine impliquée dans le trafic vésiculaire intracellulaire et l'exocytose. Pour la recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TXLNA Rabbit pAb
Remarques/Alias	IL14 ; TXLN ; TXLNA
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	200081
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1-160 de la TXLNA humaine (NP_787048.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P40222
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace