

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-TxlNa Pour Wb, If/Icc, Elisa - P40222

Numéro d'article: CM0019666

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'alpha-taxiline humaine (TXLNA). Adapté pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude du trafic vésiculaire intracellulaire et de l'exocytose dépendante du calcium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TXLNA Rabbit pAb
Remarques / Alias	IL14; TXLN; TXLNA
Espèce	Humain
GenelD (humain)	200081
GenelD	200081
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de la TXLNA humaine (NP_787048.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P40222
Poids de la protéine	62kDa
Expédition	Sac de glace