

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Txndc12 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95881

Numéro d'article: CM0018647



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TXNDC12 humain (ERp18/ERp19), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'activité de la protéine disulfure isomérase du réticulum endoplasmique et de la régulation redox.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TXNDC12 Lapin pAb
Remarques/Alias	AG1, AGR1, ERP16, ERP18, ERP19, TLP19, hAG-1, PDIA16, hTLP19, TXNDC12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51060
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 93-172 du TXNDC12 humain (NP_056997.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95881
Poids moléculaire	19kDa
Expédition	Sac de glace