


Anticorps Polyclonal Anti-Txndc5 Pour Wb - Q8Nbs9

Numéro d'article: CM0018664



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TXNDC5 humaine (ERp46), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude du repliement des protéines du RE et de la formation des ponts disulfures.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TXNDC5 Lapin pAb
Remarques/Alias	HCC2; ERP46; HCC-2; STRF8; PDIA15; UNQ364; ENDOPDI; TXNDC5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	81567
GeneID	81567
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-324 de la TXNDC5 humaine (NP_001139021.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NBS9
Poids moléculaire	48kDa
Expédition	Sac de glace