

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Txndc9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14530

Numéro d'article: CM0030321

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre TXNDC9, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte le TXNDC9 humain, de souris et de rat, un régulateur négatif de l'activité ATPase de la chaperonine TCP1 impliqué dans le repliement de l'actine et de la tubuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TXNDC9 Lapin pAb
Remarques/Alias	APACD, PHLP3, TXNDC9
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10190
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 du TXNDC9 humain (NP_005774.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14530
Poids Protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace