


Anticorps Polyclonal Anti-Txnip Pour Wb, Elisa - Q9H3M7

Numéro d'article: CM0019797



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le TXNIP humain (VDUP1), adapté pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le stress oxydatif, la régulation du cycle cellulaire et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TXNIP Rabbit pAb
Remarques/Alias	THIF ; VDUP1 ; ARDC6 ; HHCPA78 ; EST01027 ; TXNIP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10628
GeneID	10628
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 291 et 391 du TXNIP humain. (NP_006463.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9H3M7
Poids moléculaire protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace