


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Txnip Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3M7

Numéro d'article: CM0026063



Introduction

CamelBio propose l'anticorps polyclonal de lapin anti-TXNIP validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte TXNIP (~44 kDa) chez l'homme, la souris et le rat. Intervient dans le stress oxydatif, l'arrêt du cycle cellulaire et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TXNIP Rabbit pAb
Remarques / Alias	THIF; VDUP1; ARDC6; HHCPA78; EST01027; TXNIP
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10628
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-166 de TXNIP humain (NP_006463.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H3M7
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace