


Anticorps Polyclonal Anti-Txnl1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43396

Numéro d'article: CM0022924



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TXNL1 humain (Protéine de type thioredoxine 1), réactif avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Swiss-Prot O43396. Usage en recherche en biologie redox.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	TXNL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	Txl; TXNL; TRP32; TXL-1; HEL-S-114; TXNL1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9352
ID de Gène	9352
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-289 du TXNL1 humain (NP_004777.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43396
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace