


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Txnl4A Pour Wb Et Elisa - P83876

Numéro d'article: CM0016977



Introduction

Anticorps polyclonal ciblant la TXNL4A humaine (protéine de type thiorédoxine 4A, également appelée DIM1/U5-15kD). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Adapté à la recherche sur le spliceosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TXNL4A Rabbit pAb
Remarques / Alias	BMKS, DIB1, DIM1, TXNL4, SNRNP15, U5-15kD, TXNL4A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10907
GeneID	10907
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 142 de la TXNL4A humaine (NP_006692.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P83876
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace