

Anticorps Polyclonal Anti-Txnl4B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx01

Numéro d'article: CM0028154



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TXNL4B (DLP/Dim2). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme et la souris. Impliqué dans l'épissage du pré-ARNm et la transition S/G2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TXNL4B pAb de lapin
Remarques/Alias	DLP ; Dim2 ; TXNL4B
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	54957
ID du gène	54957
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-149 de TXNL4B humain (NP_060323.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NX01
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace