

Anticorps Polyclonal Anti-Tymp Pour Wb Et Elisa - P19971

Numéro d'article: CM0016134



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TYMP (Thymidine phosphorylase/PD-ECGF), validé pour WB et ELISA sur échantillons humains et de rat. Indispensable pour la recherche sur l'angiogenèse et le métabolisme des nucléosides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TYMP pAb de lapin
Remarques/Alias	TP; ECGF; ECGF1; MNGIE; MEDPS1; MTDPS1; PDECGF; hPD-ECGF; TYMP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1890
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P19971
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac isotherme