

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tyms Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04818

Numéro d'article: CM0018583



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TYMS validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte la thymidylate synthase (TS, TMS, HST422) humaine et murine, une enzyme clé de la biosynthèse de novo du thymidylate et de la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TYMS Rabbit pAb
Remarques / Alias	TS; TMS; DKCD; HST422; TYMS
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7298
ID du gène	7298
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 313 de la TYMS humaine (NP_001062.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P04818
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac isotherme