

Anticorps Monoclonal Anti-Tyro3 Pour Wb Et Elisa - Q06418

Numéro d'article: CM0002124



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin contre Tyro3 humain (Q06418), validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la survie cellulaire, la migration et les mécanismes d'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Tyro3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	BYK; Dtk; RSE; Rek; Sky; Tif; Etk-2; Tyro3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7301
ID du gène	7301
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 791-890 de Tyro3 humain (Q06418).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06418
Poids de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace