

Anticorps Polyclonal Anti-Tyrobp Pour Wb, Elisa - O43914

Numéro d'article: CM0018623



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TYROBP (DAP12) humain, validé pour Western blot et ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la signalisation immunitaire et le développement des ostéoclastes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TYROBP Rabbit pAb
Remarques / Alias	DAP12; KARAP; PLOSL; PLOSL1; TYROBP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7305
GeneID	7305
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-113 de TYROBP humain (NP_003323.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O43914
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace