

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tyrosinase Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14679

Numéro d'article: CM0016599



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la tyrosinase humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse de la mélanine et la pigmentation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Tyrosinase Lapin pAb
Remarques/Alias	ATN; CMM8; OCA1; OCA1A; OCAIA; SHEP3; Tyrosinase
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7299
GeneID	7299
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 20-340 de la tyrosinase humaine (NP_000363.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14679
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace