


Anticorps Monoclonal Anti-Tyrosine Hydroxylase Pour Wb, If, Ihc-P Et Elisa - P07101

Numéro d'article: CM0005365



Introduction

Anticorps monoclonal de souris contre la Tyrosine Hydroxylase (TH) humaine, adapté pour le WB, l'IF, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Validé pour les applications de recherche et de diagnostic dans les études de biosynthèse des catécholamines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Tyrosine Hydroxylase Souris
Remarques/Alias	TYH ; DYT14 ; DYT5b
Espèce	Humain
GeneID	7054
Immunogène	Un peptide synthétique dérivé de la Tyrosine Hydroxylase humaine
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07101
Poids protéique	45-59 kDa
Expédition	Sac de glace