


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tyrosine Hydroxylase Pour Wb, If/Icc, Elisa - P07101

Numéro d'article: CM0012881



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Tyrosine Hydroxylase de haute qualité validé pour Western Blot, IF/ICC, ELISA sur humain, souris, rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse des catécholamines et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Tyrosine Hydroxylase Lapin pAb
Remarques/Alias	TYH; DYT14; DYT5b; Tyrosine Hydroxylase
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7054
ID de Gène	7054
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 411-528 de la Tyrosine Hydroxylase humaine (NP_954986.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07101
Poids Protéique	59kDa
Expédition	Sac de glace