


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tyrosine Hydroxylase Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07101

Numéro d'article: CM0016247



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la tyrosine hydroxylase humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible l'enzyme limitante de la biosynthèse des catécholamines, adaptée aux recherches en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-tyrosine hydroxylase
Remarques/Alias	TYH ; DYT14 ; DYT5b ; Tyrosine Hydroxylase
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7054
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 411-528 de la tyrosine hydroxylase humaine (NP_954986.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P07101
Poids moléculaire de la protéine	45-59 kDa
Expédition	Avec poche de glace