

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-U1A/Snrpa Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09012

Numéro d'article: CM0025341



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant U1A/SNRPA, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le spliceosome et le traitement de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	U1A/SNRPA Rabbit pAb
Remarques / Alias	U1A; Mud1; U1-A; U1A/SNRPA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6626
GeneID	6626
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-282 de l'U1A/U1A/SNRPA humain (NP_004587.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09012
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace