

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-U2Af1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q01081

Numéro d'article: CM0017765



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'U2AF1 humain, la sous-unité de 35 kDa du facteur d'épissage U2AF. Validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage des pré-ARNm et le diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	U2AF1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RN; FP793; U2AF35; U2AFBP; RNU2AF1; U2AF1
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	7307
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'U2AF1 humain (NP_006749.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01081
Poids Moléculaire de la Protéine	28kDa
Livraison	Sac de glace