

Anticorps Monoclonal Anti-U2Af2/U2Af65 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P26368

Numéro d'article: CM0009930



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'U2AF2/U2AF65 humain (P26368). Validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA ; réagit croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur l'épissage et le traitement de l'ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	U2AF2/U2AF65 Lapin mAb
Remarques/Alias	U2AF65; U2AF2/U2AF65
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11338
GeneID	11338
Immunogène	Peptide Synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 376-475 de l'U2AF2/U2AF2/U2AF65 humain (P26368).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26368
Poids Protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace