

Anticorps Polyclonal Anti-U2Af2/U2Af65 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P26368

Numéro d'article: CM0022389



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'U2AF2/U2AF65 humain. Validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur l'épissage, le traitement de l'extrémité 3' et l'export d'ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	U2AF2/U2AF65 Rabbit pAb
Remarques / Alias	U2AF65; U2AF2/U2AF65
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11338
GeneID	11338
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 192-471 de l'U2AF2/U2AF65 humain (NP_001012496.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P26368
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace