

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Uaca Pour Wb Et Elisa - Q9Bzf9

Numéro d'article: CM0028301

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'UACA (NUCLING) humain, validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur l'apoptose et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UACA Rabbit pAb
Remarques / Alias	NUCLING; UACA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55075
GeneID	55075
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BZF9
Poids protéique	163 kDa
Expédition	Sac de glace