

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Uap1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16222

Numéro d'article: CM0010899



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'UAP1 humaine (Q16222), adapté pour WB, IF/ICC et ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la biosynthèse de l'UDP-GlcNAc et de la signalisation de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-UAP1
Remarques/Alias	AGX ; AGX1 ; AGX2 ; SPAG2 ; UAP1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6675
GeneID	6675
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 400 et 500 de l'UAP1 humaine (Q16222).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q16222
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac réfrigérant