


Anticorps Monoclonal Anti-Uap56/Ddx39B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13838

Numéro d'article: CM0007990



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant UAP56/DDX39B humain (Q13838), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît les protéines humaines, murines et de rat. Immunogène recombinant (aa310-428). Idéal pour les recherches sur l'exportation des ARNm et le spliceosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UAP56/DDX39B Rabbit mAb
Remarques/Alias	BAT1 ; UAP56 ; D6S81E ; UAP56/DDX39B
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7919
ID du gène	7919
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 310-428 de UAP56/DDX39B humain (Q13838).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q13838
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Étui réfrigérant