


Anticorps Polyclonal Anti-Uap56/Ddx39B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13838

Numéro d'article: CM0025422



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre UAP56/DDX39B (BAT1), une hélicase à ARN du spliceosome de 49 kDa. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études de traitement et d'exportation des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UAP56/DDX39B pAb de Lapin
Remarques/Alias	BAT1 ; UAP56 ; D6S81E ; UAP56/DDX39B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7919
GeneID	7919
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 319-428 de l'UAP56/DDX39B humain (NP_004631.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13838
Poids protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace