


Anticorps Polyclonal Anti-Uba1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22314

Numéro d'article: CM0017867



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-UBA1 de haute qualité, validé pour la WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec UBA1 humain, de souris et de rat (118 kDa). Idéal pour les études du système ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBA1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124; UBA1
Espèce	Humaine
ID du gène	7317
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-600 de l'UBA1 humain (NP_695012.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P22314
Poids moléculaire	118 kDa
Expédition	Avec poche de glace