


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Uba1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22314

Numéro d'article: CM0003989



Introduction

Anticorps monoclonal lapin UBA1 de haute qualité validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible l'enzyme d'activation de l'ubiquitine E1 (P22314) pour la recherche sur la voie ubiquitine-protéasome et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du Produit	UBA1 mAb Lapin
Remarques/Alias	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124; UBA1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7317
ID de Gène	7317
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 959-1058 de l'UBA1 humain (P22314).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22314
Poids Protéique	118kDa
Expédition	Sac de glace