


Anti-Uba1/7 Lapin Polymab® Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22314 / P41226

Numéro d'article: CM0007828



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant UBA1 et UBA7 humains (UniProt P22314/P41226), validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Convient pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBA1/7 Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7317/7318
ID de gène	7317/7318
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22314/P41226
Poids moléculaire	118kDa/112kDa
Expédition	Sac de glace