

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Uba3 Pour Wb, Elisa - Q8Tbc4

Numéro d'article: CM0003660



Introduction

Anticorps monoclonal lapin contre UBA3 (sous-unité catalytique de l'enzyme E1 d'activation de NEDD8, 52 kDa). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la voie de la neddylation et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UBA3 mAb Lapin
Remarques/Alias	NAE2, UBE1C, hUBA3, UBA3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9039
GeneID	9039
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-463 de l'UBA3 humain (NP_003959.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TBC4
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace