

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Uba5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzz9

Numéro d'article: CM0014309



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant UBA5 (enzyme d'activation du modificateur de type ubiquitine 5) pour une utilisation en WB, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Convient aux études sur l'ufmylation.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | UBA5 Lapin pAb                                                                                                                                     |
| Remarques/Alias     | DEE44; EIEE44; SCAR24; THIFP1; UBE1DC1; UBA5                                                                                                       |
| Espèce              | Humain                                                                                                                                             |
| ID de gène (Humain) | 79876                                                                                                                                              |
| Immunogène          | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-404 de l'UBA5 humain (NP_079094.1). |
| Source              | Lapin                                                                                                                                              |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                                              |
| Application         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                   |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                |
| SWISS               | Q9GZZ9                                                                                                                                             |
| Poids moléculaire   | 45kDa                                                                                                                                              |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                                       |