


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Uba6 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - A0Avt1

Numéro d'article: CM0026263



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé contre UBA6 (UBE1L2, E1-L2), une enzyme activant l'ubiquitine. Adapté pour le WB, IF/ICC, IP, ELISA sur des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine et la fertilité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBA6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	E1-L2, MOP-4, UBE1L2, UBA6
Espèce	Humain
GeneID	55236
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de l'UBA6 humain (NP_060697.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	A0AVT1
Poids protéique	118 kDa
Expédition	Sac de glace