

Anticorps Polyclonal Anti-Ubac2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbm4

Numéro d'article: CM0015365

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine 2 contenant un domaine associé à l'ubiquitine (UBAC2). Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Impliqué dans l'ER-phagie et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBAC2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PHGDHL1 ; UBAC2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	337867
ID du gène	337867
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220 à 310 de l'UBAC2 humaine (NP_001137544.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q8NBM4
Poids moléculaire	39 kDa
Expédition	Sac de glace