

Anticorps Polyclonal Anti-Ubash3B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tf42

Numéro d'article: CM0030893



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre UBASH3B (STS-1/TULA-2) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour étudier la signalisation des récepteurs tyrosine kinases et les voies d'ubiquitination. 73 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBASH3B pAb de lapin
Remarques / Alias	p70, STS1, STS-1, TULA2, TULA-2, UBASH3B
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	84959
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de l'UBASH3B humain (NP_116262.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q8TF42
Poids de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac de glace